

Akuttaske til ALS

Beskrivelse

Rød Akuttaske til Advanced Life Support (ALS) med mange fordele:

- Tasken giver ved åbning et godt overblik over alt indhold.
- Specielt designet til at kunne rumme og fastholde en iltflaske.
- Alle lynlåse har reflekser for nem åbning om natten.
- Indeholder 4 internationalt farvekodede lynlås-lommer og har en midterklap med kraftig net lomme, der kan anvendes til diverse opbevaring.
- 1 stk. Stor transparent lynlås-lomme til opbevaring.
- Dedikeret plads til genoplivningsballon & maske.
- Isothermal ampulholder (til 66 ampuller).
- Fremstillet af slidstærkt og smudsafvisende materiale (polyamid), som kan vaskes.
- Ergonomisk design med blød forstærkning af ryggen.
- Forstærket med en gummi-kant så den beskyttes både i top, side og bund.
- Akuttasken har håndtag, kan monteres på trolley eller konverteres til rygsæk med mavespænde

Mål: 30x56,5x23,5cm (32,96L)

Max. anbefalet fyldning: 25 kg.

Vægt: 3,65 kg.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
946898	Akuttaske rød, 30x56,5x23,5cm	1 stk.	EB02.006

Der tages forbehold for trykfejl (April 2018)