



Ventilationsballoner til Respirationsbehandling

Komplet system til hjerte-lungeredning. Systemet er til engangsbrug.
Usterilt.

Materiale:

PVC, blødgører DINP, PE polyethylen, polycarbonat

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.krt.
6014215	Ventilator komplet, manuel, Nyfødt, 2,5-12 kg. Maske str. 1, (15 mm kobling) 280 ml ventilationsballon, tryksikkerhedsventil (40 cm H ₂ O), reservoirpose 600 ml, iltslange 2 m	1/12
6014216	Ventilator komplet, manuel, Barn, 10-30 kg. Maske str. 3, (22 mm kobling) 550 ml ventilationsballon, tryksikkerhedsventil (40 cm H ₂ O), reservoirpose 2000 ml, iltslange 2 m	1/12
6014217	Ventilator komplet, manuel, Voksen, >30 kg. Maske str. 5, (22 mm kobling) 1500 ml ventilationsballon, tryksikkerhedsventil (60 cm H ₂ O), reservoirpose 2500 ml, iltslange 2 m	1/12

Holdbarhed: 5 år

Opbevaring: Tørt og uden direkte sollys ved stuetemperatur

Æske = mindste kvantitet/bestilling