

## Systemkrav for praksisonemed.dk version 1.1

---

Systemkrav for praksisonemed.dk er senest opdateret den 10. maj 2019

OneMed tilbyder praksisonemed.dk som en service til vore kunder. Det betyder, at du skal være oprettet som kunde og have adgang til en nyere webbrowser. Der kræves ingen yderligere installation eller vedligeholdelse af softwaren.

Nedenfor finder du en mere teknisk specifikation af de systemkrav, som er gældende:

### Operativsystem

Vi har testet praksisonemed.dk i webbrowsere, der kører Microsoft Windows 10.

### Webbrowser

Vi har testet praksisonemed.dk i Microsoft Internet Explorer seneste version. Praksisonemed.dk vil fungere fint gennem øvrige webbrowsere, så som f.eks. Safari, Google Chrome og Mozilla Firefox version 12 og nyere.

### Bredbåndsinternet

For at kunne bruge praksisonemed.dk skal computeren være forbundet til internettet via bredbånd. Tilslutningshastigheden skal være mindst 2 Mbit/s.

### Firewall-indstillinger

Webbrowseren skal kunne anmode om sider fra praksisonemed.dk gennem både http og https via standardportene 80 og 443.

### Sikkerhedsindstillinger

Webbrowseren skal være indstillet til at tillade cookies.  
Javascript skal være aktiveret.

**Kontakt os**, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til praksisonemed.dk.

**Telefon:** 87 425 678

**E-mail:** praksis@onemed.com

**Åbningstider** (alle hverdage): 08:00-16:00

Med venlig hilsen  
OneMed A/S